



MEDWORLD

HEALTH & REHABILITATION CENTER

+90 549 800 41 05

+90 549 800 41 06

www.medworldclinic.com

info@medworldclinic.com





Пересадка волос методом DHI

Что такое метод DHI?

DHI — Direct hair implantation (Прямая имплантация волос) — метод прямой бесшовной пересадки волос. Пересадка волос осуществляется с помощью инструмента Choi Pen, диаметром 0,7 — 0,9 мм (оптимальный диаметр для минимального травмирования области трансплантации). Данный метод сокращает время нахождения трансплантатов вне тела, что обеспечивает прочное и здоровое приживание трансплантатов.

Как производится пересадка волос методом DHI?

Трансплантант (*элементы волосяной ткани головы с фолликулами волос, 1 Трансплантант включает от 1 до 4 фолликулов) производится из донорских областей (боковые и затылочная зоны). Извлеченные Трансплантанты сначала помещаются в специальную жидкость определенной температуры, что позволяет обеспечить им хорошее приживание после пересадки.

Далее с помощью того же инструмента волосяного фолликула устанавливается пересадка в область приема, согласно направлению роста волос, под углом 40-45 градусов, на определенную глубину. Вживление волос выполняется под местной анестезией, без предварительных надрезов и проколов кожи.

Сколько занимает процесс заживления после пересадки волос?

Микроранки в зоне изъятия и в зоне постановки напоминают проколы от медицинского укола, которые заживают бесследно за 3–5 дней. В течение первых 6 месяцев, пересаженные волосы будут периодически выпадать и снова вырастать. Окончательный результат пациент сможет увидеть примерно через 7-8 месяцев после пересадки.

После проведения данной процедуры, пациент уже на следующий день может возвращаться к работе, так как данная процедура минимально травматична и не требует перевязки.

- ✓ **Пересадка волос 2000 графтов**
- ✓ **Пересадка волос 3500 графтов**
- ✓ **Пересадка волос 5000 графтов**



Пересадка волос 2000 графтов

- Трансплантация волос методом DHI с гарантированной трансплантацией 2000 графтов
- Первый осмотр врача - предоперационный
- Лабораторный тест
- Извлечение графтов при помощи микро моторного аппарата
- Местная анестезия
- Полный пакет медикаментов
- Послеоперационный осмотр врача.
- Круглосуточное посещение гостей
- Приветственный спа-массаж
- Пожизненная гарантия на фолликулы
- Набор после трансплантации по уходу за волосами (шампунь, лосьон, бандана, подушка, необходимые медикаменты)
- Последующее наблюдение в течение 12 месяцев после операции.

Пересадка волос 3500 графтов

- Трансплантация волос методом DHI с гарантированной трансплантацией 3500 графтов
- Первый осмотр врача - предоперационный
- Лабораторный тест
- Извлечение графтов при помощи микромоторного аппарата
- Местная анестезия
- Полный пакет медикаментов
- Послеоперационный осмотр врача.
- Круглосуточное посещение гостей
- Приветственный спа-массаж
- Пожизненная гарантия на фолликулы
- Набор после трансплантации по уходу за волосами (шампунь, лосьон, бандана, подушка, необходимые медикаменты)
- Последующее наблюдение в течение 12 месяцев после операции Поддержка в течение 12 месяцев после операции.





Пересадка волос 5000 графтов

- Трансплантация волос методом DHI с гарантированной трансплантацией 5000 графтов
- Первый осмотр врача - предоперационный
- Лабораторный тест
- Извлечение графтов при помощи микромоторного аппарата
- Местная анестезия
- Полный пакет медикаментов
- Послеоперационный осмотр врача.
- Круглосуточное посещение гостей
- Приветственный спа-массаж
- Пожизненная гарантия на фолликулы
- Набор после трансплантации по уходу за волосами (шампунь, лосьон, бандана, подушка, необходимые медикаменты)
- Последующее наблюдение в течение 12 месяцев после операции

